

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-dla-dzieci-omron-nami-cat-p-119.html>



Inhalator dla dzieci Omron Nami Cat

Cena	189,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

OMRON Nami Cat - inhalator dla dzieci

Nebulizator kompresorowy o atrakcyjnym wyglądzie przyjaznym dzieciom, sprawia, że nebulizacja podczas choroby staje się przyjemnością.

Przeznaczony do terapii dolnych dróg oddechowych, pomocny w leczeniu kaszlu i przeziębienia, astmy, zapalenia oskrzeli, ostrego zapalenia oskrzelików, POChP, itd.

- Przyjazny wygląd pomaga dziecku w korzystaniu z inhalatora, ograniczając strach i opór przed leczeniem
- Skuteczne dostarczenie leku do płuc
- Wydajny kompresor pomaga skrócić czas leczenia i zapewnia efektywne wykorzystanie leków
- Skuteczne leczenie wielu chorób
- Terapia chorób dolnych dróg oddechowych: astma, zapalenie oskrzeli, ostre zapalenie oskrzelików, POChP

- Typ urządzenia: nebulizator kompresorowy
- Grupa wiekowa: niemowlęta, dzieci, dorośli
- Prędkość nebulizacji: 0.35 ml/min
- Rozmiar cząstki (MMAD): 3.4 µm
- Ilość leku: 2 ml - 12 ml
- Zasilanie elektryczne: 230 V
- Głośność: 58 dB
- Waga urządzenia: 1,2 kg
- Wymiary urządzenia (mm): 148 x 180 x 135 mm

- **Inhalator Omron Nami Cat**
- Zestaw nebulizatora
- Przewód powietrza (PVC 100 cm)
- Ustnik
- Łącznik
- Maski dla dorosłych (PVC)
- Maski dla dzieci (PVC)
- Karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu

5 lat w serwisie zewnętrznym dystrybutora

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.