

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-dla-dzieci-omron-ne-c801kd-p-8.html>



Inhalator dla dzieci Omron NE-C801KD

Cena	199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Kod producenta	Omron
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator tłokowy dla dzieci OMRON NE-C801KD Comp AiR

Niezawodny inhalator przeznaczony do użytku domowego, unikalna technologia V.V.T. (Virtual Valve Technology -technologia wirtualnych zaworów) zmniejszająca straty leku, łatwy w obsłudze, bardzo lekki i cichy!

- **Inhalator do użytku domowego zaprojektowany z myślą o dzieciach**
- W zestawie 1 zabawka nakładana na nebulizator (żółty miś)
- Bogate wyposażenie: maska dla niemowląt, maska dla dzieci, ustnik
- Cicha praca kompresora
- Niewielka masa kompresora
- Zestaw wyposażony jest w praktyczną saszetkę
- **Cicha praca** - poziom hałasu 46 dB (inne modele 53-60 dB)
- Technologia V.V.T. (Virtual Valve Technology - technologia wirtualnych zaworów)- oszczędność leku
- Niewielka masa kompresora (300g)
- Zestaw wyposażony jest w praktyczną saszetkę
- **Polska dystrybucja**
- Zasilanie: 100-240 V ~ 350 mA, 50/60 Hz
- Pobór prądu: 11W
- Waga: ok. 270 g (sam kompresor)
- Wymiary: ok. 142 x 72 x 98 [mm]
- Wielkość cząstki: MMAD przeciętnie 3,0 µm
- Pojemność zbiornika na lek: maks. 7 ml
- Właściwe ilości leku: 2-7 ml
- Głośność: 46 dB
- Tempo nebulizacji: 0,3 ml/min
- Inhalator **Omron C801KD** (NE-C801S-KDE)
- Zestaw nebulizatora V.V.T. (pojemnik na lek)
- 1 zabawka na nebulizator (żółty miś)
- Przewód powietrza (PCW, 100 cm)
- Maski dla niemowląt (PCW)
- Maski dla dzieci (PCW)
- Ustnik
- Zapasowe filtry powietrza 5 sztuk
- Zasilacz sieciowy
- Etui do przechowywania
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu

3 lata w serwisie zewnętrznym dystrybutora

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.