

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-dla-dzieci-pic-solution-mr-hippo-p-11.html>



Inhalator dla dzieci PiC Solution Mr Hippo +gratis

Cena	159,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	PiC Solution
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator dla dzieci **PiC Solution** Mr HIPPO

Inhalator tłokowy **Mr HIPPO** jest najnowszym modelem marki **PiC Solution** Artsana S.p.A. jest producentem również marki CHICCO

Pewny zakup - 5 lat gwarancji!

Zaufaj 50-letniemu doświadczeniu w tworzeniu innowacyjnych i prostych w użyciu rozwiązań do domowej i profesjonalnej opieki zdrowotnej!

Specjalnie opracowany kształt **bez ostrych krawędzi!**

Idealny inhalator dla dzieci!

- **Doskonała wydajność:** ponad 71,7% wytwarzanego przez Mr Hippo aerozolu składa się z cząsteczek o wielkości odpowiedniej dla dolnych dróg oddechowych
- **Piękny design:** Inhalatory PiC Solution od wielu lat cieszą się opinią wysokiej jakości wyrobów medycznych, oraz niebanalnie zaprojektowanych, o urzekających kształtach i wykonanych z trwałych i przyjemnych w dotyku materiałów.
- **Idealny dla całej rodziny:** inhalator Mr Hippo posiada w zestawie nowoczesną maskę AIR SOFT 2w1 dla (dla dzieci i dorosłych) oraz ustnik i końcówkę donosową.
- **Praktyczny i funkcjonalny:** posiada wygodną rączkę do przenoszenia i uchwyt na nebulizator przydatny w czasie przerw w terapii. Wyposażony jest także w filtr zapewniający czystość powietrza podczas inhalacji oraz etui do przechowywania inhalatora.
- **Przeznaczenie:** terapia górnych i dolnych dróg oddechowych z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub leków w postaci przeznaczonej do nebulizacji, zaleconych przez lekarza.
- **2 sprytne schowki:** plecak i otwierany pyszczek Mr Hippo umożliwiają wygodne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów inhalacyjnych. Pokrywa plecaczka z otworami wentylacyjnymi stanowi wygodny schowek do osuszenia akcesoriów po ich umyciu.
- **Przetestowany na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu w Parmie**
- **Wysoka jakość została potwierdzona 5 letnią gwarancją!**

Inhalator dla dzieci **Mr HIPPO** wyposażony jest w komorę nebulizacyjną **Sidestream®** pozwalającą na głębszą

penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia **30% więcej** nebulizowanych cząsteczek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą.

Ponadto komora nebulizacyjna **Sidestream®** zapewnia bardzo szybką nebulizację: ta sama ilość lekarstwa jest nebulizowana w czasie krótszym o połowę niż w przypadku tradycyjnej komory.

- MMAD : 3,41 mikro metry
- Pojemność komory nebulizacyjnej: 10 ml
- Przepływ maksymalny: 17 l/min.
- Przepływ roboczy: 8 l/min.
- Ciśnienie maksymalne: Ciśnienie maksymalne: 2,4 bar
- Ciśnienie robocze: 0,7 bar
- % cząsteczek 71,7%
- Warunki używania: 20 min. ON, 40 min. OFF
- Waga: Waga: 1,6 kg

- **Inhalator dla dzieci Mr HIPPO**
- **Nebulizator Sidestream®**
- **GRATIS:** opakowanie 20 szt. plasterków **PiC Solution**
- Etui

- Maski Air Soft 2w1 (maska dziecka i dla osoby dorosłej),
- Ustnik,
- Aplikator donosowy,
- Przewód połączeniowy,
- Zapasowe filtry powietrza,
- Instrukcje obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna,
- Dowód zakupu: paragon lub faktura

5 lat w serwisie zewnętrznym

Sidestream® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Respiroics Ltd (UK).

Inhalatory Pic Solution zostały zaprezentowane w programach "**Pytanie na śniadanie**"(TVP2, 14.11.2012) oraz "**Pani Gadżet**"(TVN STYLE. 22.10.2012)