



Inhalator Microlife NEB 10A

Cena	189,90 zł
Cena poprzednia	259,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Niedostępny
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator Microlife NEB 10A

Inhalator pneumatyczno-tłokowy do pracy ciągłej

Najwyższa jakość potwierdzona przez Microlife 5 letnią gwarancją "Door-to-Door"

- **Profesjonalny inhalator do pracy ciągłej**
- **Kompleksowa terapia dolnych i górnych dróg oddechowych!**
- **2w1: Inhalacja + irygacja nosa i górnych dróg oddechowych**
- Wydajność dwu systemowego nebulizatora (tempo nebulizacji dla NaCl):
 - Inhalacja dróg oddechowych **0,55 ml/min**
 - , irygacja zatok przynosowych **5,58 ml/min**
 - Oficjalna Polska dystrybucja
- Urządzenie jest wyposażone w **zaawansowany nebulizator NEB 2w1** który zapewnia **szybkie i skuteczne leczenie górnych dróg oddechowych**: nieżyt nosa, alergiczne i niealergiczne zapalenie zatok, polipy nosa itp.
- Umożliwia również **skuteczne leczenie dolnych dróg oddechowych**: astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza itp.
- Kompresor tłokowy
- Tryb pracy: **praca ciągła**
- Wydajność nebulizatora: **0,55 ml/min**
- Rozmiar cząsteczek NaCl: 2,83 [mikro metra]
- Ilość cząsteczek poniżej 5 mikronów: 75%
- Wydajność kompresora: 12 l/min
- Maksymalne ciśnienie: 2,5 bar
- Przepływ powietrza: 15 l/min
- Wydajność nawiewu: 5,5 ml/min
- Poziom hałasu: 52 dBA
- Waga: 1,6 kg
- Rozmiar: 280 x 270 x 107 [mm]
- Zgodność z normami: EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-1-2; CE0434
- **Inhalator Microlife NEB 10A**
- **Nebulizator 2w1 (górne i dolne drogi odechowe)**

-
- Maska dla dzieci
 - Maska dla dorosłych
 - Wężyk powietrzny
 - Ustnik
 - Końcówka donosowa
 - 3 filtry zapasowe
 - Instrukcja obsługi w jęz. polskim
 - Dokument zakupu (paragon lub na życzenie fvat)

5 lat (door-to-door, realizowana przez polskiego dystrybutora Microlife)