

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-microlife-neb-200-p-92.html>



Inhalator Microlife NEB 200

Cena	139,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod EAN	4719003621223
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife NEB 200 inhalator tłokowy

- **Inhalator pneumatyczno-tłokowy Microlife NEB 200**
- Szybki nebulizator z systemem Venturiego
- Kompaktowa obudowa
- Etui do przenoszenia
- Uchwyt na nebulizator
- Szybka nebulizacja: 0,4 ml/min NaCl
- Poziom hałas = 52 dB, cichszy niż większość inhalatorów tłokowych
- Bogate wyposażenie: 2 maski, końcówka do nosa, ustnik, zapasowe filtry, etui
- Oficjalna Polska dystrybucja: **5 lat gwarancji DOOR-TO-DOOR**
- Kompresor tłokowy
- Wydajność nebulizatora: 0,4 ml/min (NaCl)
- Rozmiar cząsteczek (NaCl): 3,16 μ m 71,2% < 5 μ m
- Pojemność nebulizatora: 8 ml (min. 2 ml)
- Wydajność nawiewu: 15 l/min
- Poziom głośności: 52 dBA
- Praca: przerywana
- Czas pracy: 30 min pracy/30 min odpoczynku
- Waga: ok 1,3 kg
- Wymiary: 160 x 140 x 92 mm
- Długość kabla sieciowego: 1,6 m
- Zasilanie: 230 V
- Przewidywana żywotność: 1000 godzin pracy
- Spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie WYROBÓW MEDYCZNYCH 93/42/EEC
- **Inhalator Microlife NEB 200**
- Nebulizator (pojemnik na lek)
- Maseczka dla dzieci
- Maseczka dla dorosłych
- Przewód powietrza
- Ustnik
- Kończówka do nosa
- Etui
- Zapasowe filtry powietrza
- Polska instrukcja obsługi

-
- Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE