

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-omron-ne-c101-essential-p-93.html>



Inhalator Omron NE-C101 Essential

Cena	137,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator Omron C101 Essential do pracy ciągłej

- **Inhalator pneumatyczno-tłokowy do pracy ciągłej**
- Łatwy w użyciu i czyszczeniu inhalator firmy OMRON
- Wytwarza cząsteczki o niewielkich wymiarach, które głęboko penetrują dolne drogi oddechowe i osadzają się w pęcherzykach płucnych co jest istotne dla pacjentów z astmą
- Duża szybkość inhalacji i widoczna mgiełka
- Prosty, wydajny i niezawodny w leczeniu
- Wielkość cząstki: MMAD = 2,6 µm
- Tempo nebulizacji: 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)
- Pojemność zbiornika na lek: 12 ml
- Właściwe ilości leku: 2-12 ml
- Pozostałości leku: 0,7 ml
- Głośność pracy urządzenia: 58 dB
- Masa około 1,05 kg (tylko kompresor)
- Wymiary: ok. 182x145x124 [mm]
- Zasilanie: 230V
- Pobór mocy 150VA
- **Omron C101 Essential (NE-C101-E)**
- Nebulizator (pojemnik na lek)
- Przewód powietrza 1m
- Maseczka dla dzieci
- Maseczka dla dorosłych
- Ustnik
- Końcówka do nosa
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

3 lata w serwisie zewnętrznym autoryzowanego dystrybutora Omron w Polsce

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.

