



Inhalator Omron NE-C28P

Cena	229,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	Omron
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator tłokowy Omron NE-C28P CompAIR

Omron C28P to kompaktowy i bardzo szybki inhalator tłokowy, 2-krotnie szybszy od starszego modelu Omron C28-E

Szybsze i wydajniejsze podawanie leku: 0,5 ml/min!

Niniejszy produkt opracowano z udziałem osób zajmujących się leczeniem chorób układu oddechowego w celu skutecznej terapii astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób alergicznych oraz innych zaburzeń oddechowych.

Unikalna konstrukcja **nebulizatora V.V.T.** pozwala na zmniejszenie strat leku.

Inhalator Omron C28P jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do użytku domowego.

- **Bogate wyposażenie:** maska dla dzieci, maska dla dorosłych, ustnik, końcówka do nosa (może być stosowany przez całą rodzinę)
- W obudowie znajduje się **praktyczny uchwyt na nebulizator**, dzięki czemu obsługa urządzenia jest bardzo wygodna
- **Nebulizator posiada podziałkę** która ułatwia dawkowanie lekarstwa
- **Długi przewód powietrzny** pozwala na wykonanie inhalacji w odległości ponad 2 metrów od kompresora
- **Spokojna praca kompresora**
- Zestaw **wyposażony jest w praktyczną torbę**
- **Polska dystrybucja**

- Zasilanie: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 192 VA
- Temperatura/wilgotność robocza: +10°C do +40°C, 30% do 85% RH
- Temperatura/wilgotność przechowywania: -20°C do +60°C ; 10% do 95% RH
- Waga: ok. 1.9 kg (sam kompresor)
- Wymiary: ok. 182×170×103 [mm]
- Poziom głośności: 60 dB
- Średnica cząstek: w przybliżeniu 3.1 um (MMAD)
- Pojemność nebulizatora: 7 ml
- **Tempo nebulizacji: 0,5 ml/min**
- Ciśnienie maksymalne: 3.0 bar

- **Inhalator Omron C28P**
- **Nebulizator V.V.T. (pojemnik na lek)**
- Przewód powietrza (207cm)
- **1 maska dla dzieci**
- **1 maska dla dorosłych**

-
- Ustnik
 - Końcówka do nosa
 - Filtry wymienne 5 sztuk
 - **Torba** do przenoszenia/przechowywania
 - Polska instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT)

- **3 lata** w serwisie zewnętrznym

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.