

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-omron-ne-c801-p-4.html>



Inhalator Omron NE-C801

Cena	199,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	Omron
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator tłokowy OMRON NE-C801 CompAIR

- **Inhalator do użytku domowego**
- **Bogate wyposażenie:** maska dla dzieci, maska dla dorosłych, ustnik, końcówka do nosa (może być stosowany przez całą rodzinę)
- **Cicha praca** - poziom hałasu 46 dB (inne modele 53-60 dB)
- Technologia V.V.T. (Virtual Valve Technology - technologia wirtualnych zaworów)- oszczędność leku
- Niewielka masa kompresora (300g)
- Zestaw wyposażony jest w praktyczną saszetkę
- **5 lat gwarancji "door-to-door"** (w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora OMRON)
- **Polska dystrybucja**

- Zasilanie: 100-240 V ~ 350 mA, 50/60 Hz
- Pobór prądu: 11W
- Waga: ok. 270 g (sam kompresor)
- Wymiary: ok. 142 x 72 x 98 [mm]
- Wielkość cząstki: MMAD przeciętnie 3,0 µm
- Pojemność zbiornika na lek: maks. 7 ml
- Właściwe ilości leku: 2-7 ml
- Głośność: 46 dB
- Tempo nebulizacji: 0,3 ml/min

- Inhalator **Omron NE-C801** (NE-C801S-E)
- Zestaw nebulizatora V.V.T.
- Przewód powietrza (PCW, 100 cm)
- Maska dla dzieci (PCW)
- Maska dla dorosłych (PCW)
- Ustnik
- Kończówka do nosa
- Zapasowe filtry powietrza 5 sztuk
- Etui do przechowywania
- Zasilacz sieciowy
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT)

5 lat w serwisie zewnętrznym, serwis "door-to-door"

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.