



Inhalator Omron NE-C802

Cena	101,90 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	Niedostępny
Kod producenta	Omron
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator Omron NE-C802 CompAIR basic

Ultra-kompaktowy i bardzo-cichy inhalator tłokowy

Omron C-802 charakteryzuje się niskim poziomem hałasu który wynosi poniżej 45 dB, poziom głośności innych modeli to standardowo ok 53-60 dB.

Ekonomiczny, niezawodny, bardzo cichy i bardzo lekki

Inhalator Omron NE-C802 Comp Air basic jest urządzeniem medycznym opracowanym z udziałem osób zajmujących się leczeniem chorób układu oddechowego w celu skutecznej terapii astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób alergicznych oraz innych zaburzeń oddechowych

- Bardzo cicha praca - **prawdopodobnie najcichszy kompresor na rynku!**
- Bogate wyposażenie: maska dla dzieci, maska dla dorosłych, ustnik, końcówka do nosa
- Może być stosowany przez całą rodzinę
- W obudowie znajduje się praktyczny uchwyt na nebulizator, dzięki czemu obsługa urządzenia jest bardzo wygodna
- Nebulizator posiada podziałkę która ułatwia dawkowanie lekarstwa
- Zestaw wyposażony jest w praktyczne etui (mieści zawartość całego zestawu)
- **5 lat gwarancji "door-to-door"** (w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora OMRON)
- **Polska dystrybucja**

- Parametry zasilacza sieciowego:
- Wejście: 100-240VAC, 50/60 Hz, 15 VA
- Wyjście: 6VDC / 0,6A
- Głośność: mniej niż 45 dB
- Temperatura/wilgotność robocza: +10°C do +40°C, 30% do 85% RH
- Temperatura/wilgotność przechowywania: -20°C do +60°C ; 10% do 95% RH
- Waga: ok. 190g (sam kompresor)
- Wymiary: ok. 115*85*43 [mm]
- Średnica cząstek: w przybliżeniu 3.0 um (MMAD)
- Pojemność nebulizatora: min. 2, max 10 ml
- Wydajność nebulizatora: ok. 0.25 ml/min

- **Omron NE-C802** CompAIR basic
- Nebulizator (pojemnik na lek)
- Przewód powietrza (PCW, 100 cm)
- Maska dla dzieci (PCW)
- Maska dla dorosłych (PCW)

-
- Ustnik
 - Końcówka do nosa
 - Zapasowe filtry 5 sztuk (+1 już zainstalowany)
 - Etui do przechowywania/przenoszenia
 - Instrukcja obsługi po polsku
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu

5 lat w serwisie zewnętrznym, serwis "door-to-door"

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.