

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-philips-respironics-innospire-elegance-p-20.html>



Inhalator Philips Respironics Innospire Elegance

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Philips Respironics
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Philips Respironics InnoSpire Elegance

Inhalator pneumatyczno-tłokowy do pracy ciągłej

Sól fizjologiczna 5 x 5 ml : GRATIS!

- **Inhalator do pracy ciągłej**
- Bardzo szybka terapia
- Doskonałe MMAD
- Torba w zestawie
- 3 lat gwarancji

Inhalator Philips Respironics Innospire Elegance

Inhalator Philips Respironics Innospire Elegance może być stosowany przy wszelkiego rodzaju inhalacjach, przy nebulizacji soli fizjologicznej oraz najpopularniejszych leków zawierających Budesonid, Pulmicort czy też Miflonide

InnoSpire Elegance oraz nebulizatory typu **SideStream** szybko i skutecznie dostarczają leki. SideStream charakteryzują się aktywnym **systemem Venturi** i zapewniają dodatkowy przepływ powietrza poza tym dostarczanym przez kompresor, co sprawia, że podawanie leku jest szybsze a czas leczenia krótszy. Nebulizatory są łatwiejsze w użyciu oraz czyszczeniu niż inne tradycyjne nebulizatory.

Inhalator InnoSpire Elegance zawiera w zestawie nebulizator o zwiększonej trwałości Philips Respironics **Sidestream Durable**.

- nebulizator **Sidestream Durable** (o zwiększonej trwałości)
- **MMAD: 2,9 µm**
- frakcja respirabilna 77% < 5 µm
- **czas nebulizacji: 6-8 min dla 2,5 ml leku**
- maksymalna pojemność napełniania nebulizatora: 8 ml
- minimalna pojemność napełniania: 2 ml
- wartość rezydualna (pozostałość leku): 0,5 ml
- zalecany okres użytkowania nebulizatora: do 12 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania
- maksymalne ciśnienie: 3,17 bara
- maksymalny przepływ: 8 l/min
- przepływ roboczy: 6 l/min

-
- głośność 58 +/- 3 dBA
 - waga: 1,5 kg
 - wymiary: 165 x 165 x 108 mm
 - zasilanie: 230V / 50 Hz
 - **tryb pracy: ciągły**

- **Inhalator Philips Respironics InnoSpire Elegance**
- Nebulizator **Sidestream Durable/Reusable**
- **GRATIS! Sól fizjologiczna 5 x 5 ml**
- Torba
- Ustnik
- Maski dla dzieci
- Maski dla dorosłych
- Przewód powietrzny
- Filtry powietrza: 1 zainstalowany + 4 zapasowe
- Instrukcja obsługi po polsku
- Dowód zakupu

3 lata w serwisie zewnętrznym dystrybutora

Inhalator Philips Respironics InnoSpire Elegance