

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-philips-respironics-sami-the-seal-foczka-p-19.html>

Inhalator Philips Respironics Sami the Seal "Foczka"

Cena	289,00 zł
Cena poprzednia	299,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Philips Respironics
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Inhalator pediatryczny Philips Respironics Sami the Seal "Foczka"

Wygląd specjalnie przygotowany z myślą o dzieciach

Inhalator Philips Respironics Sami the Seal jest produktem głównie skierowanym do dzieci. Dzięki przyjaznemu wyglądowi, dzieci nie boją się inhalacji. Inhalator współpracuje z wydajnym nebulizatorem Sidestream co zapewnia szybką inhalację.

Maska **Sami the Seal** jest specjalnie przygotowana dla dzieci. Zrobiona z miękkiego elastycznego materiału, który z łatwością dopasowuje się do kształtów twarzy dziecka. Posiada system odprowadzający mgiełkę z dala od oczu dziecka, co poprawia komfort użytkowania, przy długich inhalacjach.

- **Wygląd specjalnie przygotowany z myślą o dzieciach**

- Stabilna konstrukcja zapobiega przewracaniu
- Nebulizator **Sidestream** został tak zaprojektowany, aby mógł podawać lek nawet przy wychyleniu 45st.
- Możliwa inhalacja w różnych pozycjach
- Krótki czas podawania leku - < 7 min.
- Mała objętość pozostałości po nebulizacji
- Ilość cząsteczek poniżej 5 mikronów: ok. 80% -większość cząsteczek wchłania się w płucach
- Niezawodny
- Łatwy w użyciu
- **3 lata gwarancji**

- Nebulizator wielokrotnego użytku **Sidestream Durable Philips Respironics** może być używany nawet przez 6 miesięcy. Wykonany jest z materiałów odpornych na sterylizację. Jest to nebulizator o wysokiej wydajności.

- zasilanie sieciowe
- praca ciągła
- wydajność kompresora 6 l/min
- MMAD: 2,78 um
- Frakcja respirabilna: 78,2 %
- maksymalne ciśnieni: 29 - 41 psi
- wymiary: 27 cm x 15,5 cm x 23 cm
- waga: 1,8 kg

- Inhalator **Philips Respironics Sami the Seal**

-
- Nebulizator **Sidestream Durable**
 - przewód powietrzny
 - 5 zapasowych filtrów do inhalatora
 - maska dla dzieci
 - ustnik
 - torba do inhalatora
 - Instrukcja obsługi po polsku
 - Dowód zakupu

3 lata w serwisie zewnętrznym