

Link do produktu: <https://emedic.pl/inhalator-pic-solution-air-family-ii-p-105.html>



Inhalator PiC Solution Air Family II

Cena	159,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod EAN	8058664002290
Producent	PiC Solution
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

PiC Solution AiR Family II inhalator tłokowy

GRATIS: SÓL FIZJOLOGICZNA 5 x 5 ml

Inhalator tłokowy AiR Family II - najnowszy model marki PiC Solution to pewny zakup, przetestowany na Wydziale Farmaceutycznym prestiżowej włoskiej uczelni: Uniwersytetu w Parmie
Zaufaj 50-letniemu doświadczeniu w tworzeniu innowacyjnych i prostych w użyciu rozwiązań do domowej i profesjonalnej opieki zdrowotnej!

- **Doskonała wydajność: 85%** wytwarzanego przez AiR Family II aerozolu składa się z cząsteczek o wielkości odpowiedniej dla dolnych dróg oddechowych (>5 mikronów!)
 - **Piękny design:** Inhalatory PiC Solution od lat cieszą się opinią nie tylko wysokiej jakości wyrobów medycznych, ale również niebanalnie zaprojektowanych, o urzekających kształtach i wykonanych z trwałych i przyjemnych w dotyku materiałów
 - **Idealny dla całej rodziny:** inhalator AiR Family II posiada w zestawie nowoczesną maskę Air Soft 2w1 (dla dorosłych i dla dzieci) oraz ustnik i końcówkę donosową
 - **Praktyczny i funkcjonalny:** posiada wygodną rączkę do przenoszenia i uchwyt na komorę przydatny w czasie przerw w terapii. Wyposażony jest także w filtr zapewniający czystość powietrza podczas inhalacji oraz etui do przechowywania inhalatora
 - **Przeznaczenie: terapia górnych i dolnych dróg oddechowych** z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub leków w postaci przeznaczonych do nebulizacji, zaleconych przez lekarza prowadzącego
 - **Sprytny schowek na akcesoria:** umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów inhalacyjnych. Pokrywa z otworami wentylacyjnymi stanowi wygodny schowek do osuszenia akcesoriów po ich umyciu
-
- **DLS (Design Language Solution)** – rewolucja zainspirowana przez naszych klientów Ergonomia - Wygoda - Łatwość obsługi - Design: te 4 pojęcia są filarami DLS – unikalnej i wyjątkowej idei projektowania wyrobów medycznych PiC Solution, odpowiadającej na wymagania, oczekiwania, potrzeby i marzenia użytkowników. Dzięki DLS marka PiC Solution jest jeszcze bliżej każdego człowieka, wsłuchując się w niego i tworząc technologie jeszcze bardziej przyjazne w codziennym funkcjonowaniu!
 - **Najwyższa jakość potwierdzona 5 letnią gwarancją!**
 - **Inhalator tłokowy Pic Solution AiR Family II** wyposażony jest w komorę nebulizacyjną **Sidestream®** pozwalającą na głębszą penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia 30% więcej nebulizowanych cząsteczek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą
 - Ponadto komora nebulizacyjna **Sidestream®** zapewnia bardzo szybką nebulizację: ta sama ilość lekarstwa jest nebulizowana w czasie krótszym o połowę niż w przypadku tradycyjnej komory nebulizacyjnej
-
- **Rozmiar cząstek MMAD: 2,52 mikrona**

-
- **% cząsteczek < 5µm (Frakcja oddechowa): 85 %**

- Pojemność komory nebulizacyjnej: 10 ml
- Przepływ maksymalny: 19 l/min
- Przepływ roboczy: 8 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 3,6 atm
- Ciśnienie robocze: 1,1 atm
- Warunki używania: 20 min. ON, 40 min. OFF
- Waga: 1,6 kg

- **Inhalator Pic Solution AiR Family II z komorą nebulizacyjną Sidestream®,**

- **GRATIS: sól fizjologiczna 5x5 ml**

- **Maska Air Soft 2w1** (maska dla osoby dorosłej i dziecka)

- Etui
- Ustnik
- Aplikator donosowy
- Przewód powietrzny (100 cm)
- Zapasowe filtry powietrza (5szt)
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu: paragon lub faktura
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja: 5 lat w serwisie zewnętrznym dystrybutora