

Link do produktu: <https://emedic.pl/komora-inhalacyjna-philips-respironics-optichamber-diamond-mask-p-100.html>



Komora inhalacyjna Philips Respironics Optichamber Diamond + maska

Cena	87,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Philips Respironics
Producent	Philips Respironics
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Komora inhalacyjna Philips Respironics Optichamber Diamond + maska (do wyboru S,M lub L)

Tuba inhalacyjna Philips OptiChamber Diamond została zaprojektowana w celu zwiększenia skuteczności podawania leków z inhalatorów ciśnieniowych MDI

Przejrzysta antystatyczna komora dłużej utrzymuje aerozol, dając pacjentowi więcej czasu na przyjęcie leku

- **Komora inhalacyjna - spejser - poprawia skuteczność terapii inhalacyjnej**
- Niski opór wdechowy i wydechowy otwiera zawory swobodnie, nawet pod niskim ciśnieniem
- Dobrze widoczny zawór wydechowy pomaga zmierzyć liczbę oddechów i wstrzymywanie oddechu
- Komplet gotowy do użycia
- W zestawie z maską, dostępna w 3 rozmiarach:
 - maska S - dla niemowląt: 0-1,5 roku
 - maska M - dla dzieci: 1-5 lat
 - maska L - dla dzieci i dorosłych: powyżej 5 lat
- Wmontowany gwizdek wysokiego przepływu ułatwia pacjentowi ćwiczenie prawidłowej techniki oddychania
- Płaski spód komory uniemożliwia toczenie tuby
- **Komora inhalacyjna Philips Respironics OptiChamber Diamond** jest mniejsza niż większość typowych komór inhalacyjnych, zawiera ustnik, przejrzystą antystatyczną komorę oraz zawór niskooporowy, który pomaga zmierzyć liczbę oddechu i wstrzymanie oddechu. Do używania sterydów wziewnych, a także leków podawanych za pomocą inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem. Intuicyjna budowa OptiChamber Diamond polepsza dostarczanie leków i możliwość stosowania u pacjentów w każdym wieku, w domu lub w szpitalu

Antystatyczna komora inhalacyjna umożliwia dostarczenie bardziej respirabilnego leku niż sam inhalator ciśnieniowy z dozownikiem

Komora OptiChamber Diamond może być połączona ze zdejmowaną maską (opcja) **LiteTouch** dostępną w 3

rozmiarach,
zapewniającą komfort oraz optymalne uszczelnienie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar maski: + maska M , + maska L , + maska S