



Microlife A1 Basic

Cena	129,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife A1 Basic

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny wykrywający arytmie

Najwyższa jakość oraz precyzja pomiarów potwierdzona 5 letnią gwarancją Door-to-Door

- Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz pulsu
- System PAD -**detektor arytmii**
- Pamięć 30 pomiarów
- **System Gentle+**-optymalny dobór ciśnienia w mankiecie
- Niewielkie rozmiary - idealny w podróży
- Wskaźnik poprawnego założenia mankietu
- **Mankiet stożkowy M-L o dużym zakresie 22 - 42 cm**
- Wskaźnik ruchu ramienia w trakcie pomiaru
- Testowany klinicznie
- Duży wyświetlacz LCD
- **Gwarancja 5 lat**
- Temperatura robocza: 10-40 °C
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 319 g (z bateriami)
- Wymiary: 146 x 65 x 46 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie
- Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20-280 mmHg -ciśnienie krwi
- 40-200 uderzeń na minutę -tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0-299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub zasilacz sieciowy 6 V DC 600 mA (opcja)

-
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

- Ciśnieniomierz automatyczny **Microlife BP A1 Basic**
- Mankiet stożkowy ML (22-42 cm)
- Etui
- Komplet baterii
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu

Gwarancja: 5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE