

Link do produktu: <https://emedic.pl/microlife-a2-basic-zasilacz-sieciowy-p-76.html>



Microlife A2 BASIC + zasilacz sieciowy

Cena	157,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife A2 Basic + zasilacz

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny wykrywający **arytmie**

Najwyższa jakość oraz precyzja pomiarów potwierdzona 5 letnią gwarancją Door-to-Door

- Pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- System PAD - **wykrywanie arytmii**
- Pamięć 30 ostatnich pomiarów
- **System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie**
- Klasyfikacja ryzyka wg WHO
- Wskaźnik poprawności założenia mankietu
- **Mankiet stożkowy M-L (22 - 42 cm)**
- Wskaźnik ruchu ramienia
- Testowany klinicznie
- **Gwarancja 5 lat**

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 340 g (z bateriami)
- Wymiary: 135.5 x 82 x 57 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg - ciśnienie krwi
40 - 200 uderzeń na minutę - tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

- Ciśnieniomierz **Microlife BP A2 BASIC**
- **Promocja!** Zasilacz sieciowy 230V/12V
- Mankiet stożkowy ML (22-42 cm)

-
- Etui
 - Komplet baterii
 - Instrukcja obsługi po polsku
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu

Gwarancja: 5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE, zasilacz 2 lata