

Link do produktu: <https://emedic.pl/microlife-a200-afib-migotanie-przedsionkow-zasilacz-p-74.html>



Microlife A200 AFIB migotanie przedsionków + zasilacz

Cena	317,00 zł
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz Microlife BP A200 AFIB

- +

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny wykrywający **Migotanie Przedsionków** z analizą danych na PC (oprogramowanie i kabel USB w zestawie)!

Najwyższa jakość oraz precyzja pomiarów potwierdzona 5 letnią gwarancją Door-to-Door
Pierwszy tego typu ciśnieniomierz na rynku!

AFIB to opatentowane przez Microlife ® na całym świecie oprogramowanie i urządzenia służące do analizy zaburzeń ciśnienie tętna, różnic w napięciu fali tętna i częstości zmian tętna, dzięki którym możliwe jest wykrycie migotania przedsionków serca

Nazwa **AFIB** pochodzi od Atrial Fibrillation, czyli po angielsku migotania przedsionków.

AFIB wykrywa migotanie przedsionków z wiarygodnością przewyższającą 95%, urządzenie wyposażone w funkcję **AFIB** pozwala u prawie wszystkich badanych potwierdzić lub wykluczyć migotanie przedsionków

- **Technologia AFIB (technologia służąca do wykrywania migotania przedsionków serca)**
- **Możliwość podłączenia do PC (kabel USB i płyta CD w zestawie)**
- **Testowany klinicznie BHS A/A**
- **Technologia MAM:** Możliwość wykonania uśrednionych lub pojedynczych pomiarów
- **Sztywny mankiety M-L o poszerzonym zakresie (22-42 cm)**
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD
- Polecany przez Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego!
- Automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
- **Pamięć 200 pomiarów z dokładną datą i czasem**
- Możliwość programowania alarmów przypominających o pomiarach
- Sygnalizacja zużycia baterii
- Automatyczne wyłączanie
- Możliwość podłączenia zasilacza sieciowego (opcja)
- Możliwość stosowania akumulatorów NiMH (niklowo - wodorkowych)
- Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC
- Waga: 560 g (z bateriami)
- Wymiary: 152x92x42 [mm]
- Wyświetlacz: LCD (Liquid Crystal Display)
- Metoda pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a

-
- Czujnik: pojemnościowy
 - Zakres pomiaru: ciśnienie 30 do 280 [mmHg]; tętno 40 do 200 [uderzeń/min]
 - Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0-299 [mmHg]
 - Rozdzielczość pomiaru: 1 [mmHg]
 - Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg ; tętno +/- 5% odczytu
 - Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub akumulatory NiMH (opcja) lub zasilacz sieciowy (opcja)

- **Ciśnieniomierz Microlife BP A200 AFIB**

- **Promocja!** Zasilacz sieciowy Microlife
- Mankiet M-L (22-42 cm)
- Płyta CD z oprogramowaniem (oprogramowanie dostępne tylko w języku angielskim)
- Kabel USB
- Solidne etui (saszetka)
- Komplet baterii alkalicznych
- Arkusz do notowania ciśnienia
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)