



Microlife B2 BASIC + zasilacz

Cena	154,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife B2 BASIC + zasilacz

Cięśniomierz Microlife B2 Basic jest walidowany klinicznie u pacjentów z nadciśnieniem, niedociśnieniem, cukrzycą, ciążą, stanem przedrzucawkowym, miażdżycą tętnic, schyłkową niewydolnością nerek, otyłością i w podeszłym wieku

- W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- **Technologia PAD - powiadomienia o możliwej arytmii serca**
- **System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie** bez zbędnego ucisku ramienia
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
- **Wskaźnik klasyfikacji nadciśnienia**
- **Wskaźnik dopasowania mankieta**
- **Wskaźnik ruchu ramienia**
- **Kontrola ciśnienia mankieta**
- Pamięć 30 pomiarów
- Duży, czytelny ekran LCD
- **Wygodny mankieta M-L: 22 - 42 cm**
- Możliwość zasilania akumulatorkami NiMH
- Energooszczędny - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii
- **Zasilacz sieciowy GRATIS!**
- **5 lat gwarancji z serwisem door to door**

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 277 g (z bateriami)
- Wymiary: 131 x 90 x 60,5 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg - ciśnienie krwi
40 - 200 uderzeń na minutę - tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu

-
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub akumulatorki NiMH
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
 - Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
 - Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

- **Ciśnieniomierz Microlife B2 Basic**

- Mankiet **Microlife M-L** dla ramion o obwodzie 22-42cm

- **Zasilacz sieciowy**

- Etui
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

Gwarancja: 5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE, zasilacz 2 lata