

Link do produktu: <https://emedic.pl/microlife-b6-connect-zasilacz-p-112.html>

Microlife B6 Connect + zasilacz

Cena	239,90 zł
Cena poprzednia	299,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife B6 Connect + zasilacz

AFIB to opatentowane przez Microlife® na całym świecie oprogramowanie i urządzenia służące do analizy zaburzeń ciśnienie tętna, różnic w napięciu fali tętna i częstości zmian tętna, dzięki którym możliwe jest wykrycie migotania przedsionków serca

AFIB wykrywa migotanie przedsionków z wiarygodnością przewyższającą 95%, urządzenie wyposażone w funkcję AFIB pozwala u prawie wszystkich badanych potwierdzić lub wykluczyć migotanie przedsionków

- W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- **Podłączenie do smartfona przez bluetooth**
- **Technologia AFIB:** technologia służąca do wykrywania migotania przedsionków serca
- **Technologia PAD** - powiadomienia o możliwej arytmii serca
- **Technologia MAM** - możliwość wykonania uśrednionych lub standardowych pomiarów
- **System Gentle+** optymalny dobór ciśnienia w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
- Pamięć 2 kanały x 99 pomiarów z datą i godziną
- Średnia z wszystkich pomiarów
- Duży, czytelny ekran LCD - rozmiar XXL
- **Wygodny mankiety M-L: 22 - 42 cm**
- Energooszczędny - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii
- **Zasilacz sieciowy GRATIS!**
- **5 lat gwarancji z serwisem door to door**

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 415 g (z bateriami, bez mankieta)
- Wymiary: 157,5 x 105 x 61,5 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg - ciśnienie krwi
40 - 200 uderzeń na minutę - tętno

-
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
 - Rozdzielczość: 1 mmHg
 - Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
 - Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu
 - Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
 - Współpraca z systemem operacyjnym: iOS 8.0 lub nowszy ; Android 4.4.2 lub nowszy
 - Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
 - Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

- **Ciśnieniomierz Microlife B6 Connect**

- Mankiet **Microlife M-L** dla ramion o obwodzie 22-42cm
- **Zasilacz sieciowy**
- Etui firmowe
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

Gwarancja: 5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE, zasilacz 2 lata