



Microlife BP A3L PC

Cena	145,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife BP A3L-PC

W zestawie oprogramowanie i kabel USB do komputera

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny wykrywający arytmie z oprogramowaniem umożliwiającym wczytanie danych do PC. Kompletny zestaw.

Testowany klinicznie przez Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia BHS - najwyższa precyzja, wynik dokładności: A/A

Najwyższa jakość oraz precyzja pomiarów potwierdzona 5 letnią gwarancją Door-to-Door

- Całkowicie automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- **Podłączenie z PC** (kabel USB i oprogramowanie w zestawie)
- **Technologia PAD - wykrywanie arytmii**
- **Technologia pomiarów uśrednionych "MAM"**
- **System Gentle+** optymalny dobór ciśnienia w mankiecie
- Wskaźnik poprawnego założenia mankieta
- Pamięć 2x99 pomiarów dla 2 pacjentów
- Duży ekran LCD - rozmiar XXL
- **Mankiet stożkowy M-L (dla obwodu ramion 22- 42 cm)**
- **Testowany klinicznie BHS A/A**
- Możliwość stosowania akumulatorów NiMH (niklowo-wodorkowych)
- **5 letnia gwarancja w systemie door to door**
- Waga: 382 g (z bateriami)
- Wymiary: 143 x 85 x 58 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: ciśnienie krwi: 20-280 mmHg, tętno: 40-200 uderzeń na minutę
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0-299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie +- 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: +- 5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub zasilacz sieciowy 6 V DC 600 mA (opcja)
- **Cięśnieniomierz Microlife BP A3L PC**
- Mankiet **Microlife M-L** (dla ramion o obwodzie 22-42cm)
- Etui firmowe
- Oprogramowanie na płycie CD Microlife Blood Pressure Analyzer 3.2.5E (windows, program i instrukcja pdf w j.

-
- angielskim)
 - Kabel USB
 - Arkusz do notowania wyników
 - Komplet baterii alkalicznych
 - Polska instrukcja obsługi ciśnieniomierza
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)
 - **Gwarancja: 5 lat** (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE