

Link do produktu: <https://emedic.pl/microlife-nc-200-termometr-bezdotykowy-p-89.html>



Microlife NC 200 termometr bezdotykowy

Cena	143,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod EAN	4719003402914
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife NC 200

Elektroniczny termometr bezdotykowy

Nowość 2018! Dokładny termometr do pomiaru temperatury ciała oraz temperatury otoczenia

- **Bezkontaktowy pomiar temperatury ciała**
- Pomiar dokonywany w 3 sekundy
- Etui w komplecie
- Całkowicie automatyczny pomiar z kontrolą odległości
- Bezkontaktowy pomiar temperatury otoczenia, np. mleka w butelce, wody w wannie, temperatury powietrza
- **Możliwością wyłączenia dźwięków**
- **Podświetlany wyświetlacz - ułatwia pomiar w ciemności**
- Zapamiętuje 30 wyników pomiarów z datą i godziną
- Sygnalizacja gorączki
- Prosty w obsłudze
- Energooszczędny - automatyczne wyłączenie
- **Gwarancja 5 lat** z serwisem door to door

- Zakres pomiaru temperatury: 0-100 st.C
- Dokładność pomiaru w warunkach laboratoryjnych: +/- 0,2 st.C w zakresie 35,0-42,0 st. C
- Pamięć: 30 pomiarów z datą i godziną
- Waga: ok. 91,5 g z bateriami
- Wymiary: ok. 156,7 x 47 x 43 mm
- Wyświetlacz: kolorowy LCD
- Jednostka pomiaru: C lub F
- Rozdzielczość pomiaru: 0,1 st. C
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
- Żywotność baterii: ok. 2000 pomiarów
- Przewidywana żywotność urządzenia: 5 lat lub 12000 pomiarów
- Normy: ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
- Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

- **Microlife NC 200 termometr bezdotykowy**
- **Plastikowe Etui**

-
- Baterie
 - Polska instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna

5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii, transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE