

Link do produktu: <https://emedic.pl/microlife-oxy-300-pulsoksymetr-napalcowy-p-102.html>



Microlife OXY 300 pulsoksymetr napalcowy

Cena	129,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod EAN	4719003690045
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Pulsoksymetr Microlife OXY 300

- W pełni automatyczny i nieinwazyjny **pulsoksymetr napalcowy**
- **Pomiar nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO2)**
- **Pomiar tętna**
- Przeznaczony dla osób dorosłych oraz dla dzieci
- **Zastosowanie w domu oraz w służbie zdrowia (szpitale, przychodnie)**
- **Wysoka precyzja oraz powtarzalność wyników**
- **6 różnych trybów wyświetlania wyników**
- **2 kolorowy wyświetlacz OLED**
- 10 poziomów jasności wyświetlacza
- **Smycz i etui w zestawie**
- Automatyczne wyłączanie
- Wyświetlacz OLED
- SpO2:
 - Zakres pomiaru SpO2: 70 - 100 %
 - Dokładność: $\pm$ 2%
 - Rozdzielczość: 1 %
- **Tętno:**
 - Zakres pomiaru: 30 - 250 bpm
 - Dokładność: 30 - 99 bpm: $\pm$ 2 bpm ; 100 ~ 250 bpm: $\pm$ 2 %
 - Rozdzielczość: 1 bpm
- Temperatura robocza: 5-40 °C
- Waga: 56 g (z bateriami)
- Wymiary: 58 x 32 x 34 mm
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V
- Żywotność baterii: ok 30 godzin
- Klasa IP: IPX1
- Przewidywana żywotność urządzenia: 5 lat (15 pomiarów dziennie; 20 minut dla każdego pomiaru)

-
- Normy: EN ISO10993-1/-5/-10; IEC 60601-1; EN 60601-1-2; EN ISO9919; EN 62304; EN 60601-1-6; CE0123

- **Pulsoksymetr Microlife OXY 300**

- Etui
- Smycz
- Komplet baterii
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu