

Link do produktu: <https://emedic.pl/nebulizator-do-oczyszczania-zatok-flaem-rhino-clear-p-66.html>



Nebulizator do oczyszczania zatok FLAEM RHINO CLEAR

Cena	71,90 zł
Cena poprzednia	79,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Flaem Nuova
Producent	Flaem Nuova
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Nebulizator do oczyszczania zatok FLAEM RHINO CLEAR

Nebulizator do zatok przynosowych oczyszczacz do zatok - przystawka do inhalatora tłokowego

- Nebulizator do oczyszczania zatok **FLAEM NUOVA Rhino Clear** to łatwe w użyciu i efektywne urządzenie rozpylające, **przydatne w leczeniu zatok przynosowych i górnych partii dróg oddechowych**
- **Aparat stosowany jest przy nieżycie nosa, przeziębieniach, alergiach i katarze**
- **Może być stosowany z roztworami solnymi, wodami termalnymi lub lekami powszechnie dostępnymi w aptekach**
- Wytwarza strumień rozpylonych cząstek płynu płuczącego o stosunkowo dużej średnicy (prawie 50% cząsteczek między 10 a 50 mikro metrów) i dużej wydajności (5 ml/min.), które po wejściu do jam nosowych i gardła, nawadniają, rozmiękczają i usuwają śluz, dzięki ciśnieniu jakie wywierają na błony śluzowe.
- Wszystkie szkodliwe substancje spływają do specjalnej komory
- **RHINO CLEAR działa w połączeniu z urządzeniami sprężarkowymi do aerozoloterapii (kompresorami inhalatorów), nebulizator NIE jest samodzielnym produktem do inhalacji**

Współpracuje między innymi z modelami:

- Philips Respironics: FAMILY , PRO, Sami the Seal, InnoSpire Elegance, InnoSpire Essence, Inspiration Elite
Medel: FAMILY , FAMILY 2012, MAXI 2012, STAR 2012, Medel EASY
Microlife: NEB 50, NEB 50A, NEB 10, NEB 10A, NEB 100, NEB 100B
Omron: C29, C28, C28P, C801, C801KD
Flaem Nuova: GHIBLI, BORA, PrimoNeb, Mr Beetle
MEBBY: Nebulbaby
LINY: FAMILY
CA-MI: EOLO, MIKO
PIC SOLUTION: CARROT, PINGUI, FAMILY, CLINIC, TWIST, SPINNY
KARDIOLINE: KL 600, KL 650
San-Up: COCONEB 3206, 3020 CYCLONE, PLUS

-
- Aparat ten posiada praktyczny przycisk kontrolujący nebulizację
 - Wyposażony jest w **3 końcówki nosowe o różnych rozmiarach**, dzięki czemu nadaje się dla pacjentów w każdym wieku
 - Zbudowany jest z bioprzyjaznego i nietoksycznego materiału, posiada ergonomiczną obudowę przyjazną w użytkowaniu
 - Jest dostępny w kolorach: białym, żółtym i niebieskim

 - MMAD - 48 mikro metra
 - Wydajność - 5 ml/min
 - Pojemność maksymalna - 10 ml

 - **Nebulizator Flaem Rhino Clear do oczyszczania zatok**
 - 3 końcówki do nosa - różne rozmiary
 - Polska instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu