



Omron M2 HEM-7121-E

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Omron
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz OMRON M2 HEM-7121-E

Najnowsza wersja ciśnieniomierza **OMRON M2**

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Ciśnieniomierz Omron M2 wykrywa także wszelkie nieregularności w pracy serca i automatycznie podejmuje decyzję o tym, czy wynik może zostać zaakceptowany, czy konieczne jest powtórzenie pomiaru.

Wyświetlane są tylko wyniki uznane przez urządzenie za dokładne, a w przypadku nieregularnej pracy serca wyświetlany jest informujący o tym symbol

- **Testowany klinicznie**
- **Technologia "Intellisense"**
- Funkcja detekcji nieregularnego tętna występującego przy arytmii
- Duży wyświetlacz LCD
- **Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu**
- **Wyświetla tylko wiarygodne wyniki**
- **Zalecany dla osób z nadciśnieniem**
- Pamięć 30 pomiarów
- Łatwy w użyciu
- Ergooszczędny - komplet baterii alkalicznych wystarcza na ok. 1000 pomiarów
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny
- Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
- Pamięć: 30 pomiarów
- Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5%
- Pompowanie: automatyczne
- Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub zasilacz sieciowy (opcja)
- Czas pracy na bateriach: ok. 1000 pomiarów
- Waga ciśnieniomierza: ok. 250g bez baterii
- Waga mankietu: ok. 130g
- Wymiary ciśnieniomierza: około 129x103x 80 [mm]
- Wymiary mankietu: 466x145 [mm] dla ramion o obwodzie 22-32 cm
- **Ciśnieniomierz OMRON M2 HEM-7121-E**

-
- Mankiet dla dorosłych **Omron Easy Cuff** (dla ramion o obwodzie 22-32cm)
 - Komplet baterii
 - Polska instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)
-
- **5 lat** w serwisie zewnętrznym autoryzowanego dystrybutora Omron, mankiet 1 rok

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.