

Link do produktu: <https://emedic.pl/omron-m2-intelli-it-hem-7143t1-ebk-p-125.html>

Omron M2 Intelli IT HEM-7143T1-EBK

Cena	169,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz Omron M2 Intelli IT HEM-7143T1-EBK z aplikacją OMRON Connect (iPhone / Android)

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Inteligentny ciśnieniomierz **M2 Intelli IT firmy OMRON** sprawia, że śledzenie wiarygodnych i dokładnych pomiarów ciśnienia krwi na przestrzeni czasu jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy założyć mankiety i nacisnąć przycisk „Start”, a urządzenie zmierzy ciśnienie krwi i automatycznie zapisze wynik w aplikacji OMRON connect. Wyniki gotowe do przekazywania lekarzowi

- **Najnowszy model z aplikacją Omron Connect połączenie za pomocą Bluetooth 4.0 - darmowa aplikacja dostępna dla iPhone oraz Android**

- **Technologia "Intellisense"**
- **Funkcja wykrywania nieregularnego tętna występującego przy arytmii**
- Aplikacja OMRON connect — aplikacja mobilna dla urządzeń iPhone/Android
- Pomiar metodą oscylometryczną
- Pamięć: 30 pomiarów
- Duży graficzny wyświetlacz LCD
- Wskaźnik wysokiego ciśnienia
- Wskaźnik błędu z powodu ruchu podczas pomiaru
- Walidacja kliniczna dla ogólnej populacji
- Łatwy w użyciu
- Energooszczędny - ok. 1500 pomiarów na nowych bateriach alkalicznych

- Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
- Pamięć: 1 x 30 pomiarów
- Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5%
- Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
- Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy (opcja)
- Czas pracy baterii: ok. 1500 pomiarów
- Waga ciśnieniomierza: ok 250 g bez baterii
- Waga mankietu: ok 110 g
- Wymiary ciśnieniomierza: około około 103 x 140 x 82 [mm]

- **Ciśnieniomierz Omron M2 Intelli IT HEM-7143T1-EBK**
- Mankiet średni CM2 (HEM-CR24) 22-32 cm
- **Etui zamykane na zamek błyskawiczny**

-
- Komplet baterii alkalicznych
 - Polska instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

5 lat, mankiet 1 rok

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.