



Omron M3 Comfort + zasilacz

Cena	239,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E

+ zasilacz sieciowy Omron HHP-CM01

NOWOŚĆ 2020

Najnowsza wersja popularnego ciśnieniomierza OMRON M3 Comfort, premiera 2020

Wyposażony w komfortowy-duży mankiet 360 stopni "Intelli Wrap" dla ramion o obwodzie 22-42 cm

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Technologia IntelliSense™. Ciśnieniomierz Omron M3 COMFORT wykrywa także wszelkie nieregularności w pracy serca i automatycznie podejmuje decyzję o tym, czy wynik może zostać zaakceptowany, czy konieczne jest powtórzenie pomiaru.

Wyświetlane są tylko wyniki uznane przez urządzenie za dokładne, a w przypadku nieregularnej pracy serca wyświetlany jest informujący o tym symbol.

- Nowy mankiet **Intelli Wrap** znany z droższego modelu M6 Comfort i M7 Intelli IT - zaprojektowany w celu zminimalizowania wpływu nieprawidłowego założenia mankietu
- Zastosowana technologia **Intellisense**
- Pomiar przy arytmii, funkcja wykrywania nieregularnego tętna
- **Omron M3 Comfort posiada walidację kliniczną dla ogólnej populacji, dla diabetyków i kobiet w ciąży**
- **Wskaźnik poprawności założenia mankietu**
- **Wskaźnik wysokiego ciśnienia**
- **Wskaźnik ruchu**
- **2 bloki pamięci po 60 pomiarów** z datą i godziną
- **Funkcja uśredniania 3 ostatnich wyników pomiarów**
- Czytelny wyświetlacz LCD
- Łatwy w użyciu
- Energooszczędny - nowe baterie alkaliczne wystarczają na ok. 1000 pomiarów
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny
- Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
- Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5%
- Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
- Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy

-
- Pamięć: 2 x 60 pomiarów z datą i godziną
 - Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy (opcja)
 - Czas pracy baterii: ok. 1000 pomiarów
 - Waga ciśnieniomierza z mankietem: około 337g bez baterii
 - Wymiary ciśnieniomierza: około 152 x 105 x 85 [mm]
 - Wymiary mankietu: 532 x 145 [mm] (średnica 75 mm) dla ramion o obwodzie 22-42 cm

-

- **Cięśnieniomierz Omron M3 COMFORT** HEM-7155-E
- Mankiet dla dorosłych **Omron Intelli Wrap dla ramion o obwodzie 22-42cm**
- **Zasilacz sieciowy Omron HHP-CM01**
- Etui zamykane na zamek błyskawiczny
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna 5 lat
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

5 lat, zasilacz 2 lata, mankiet 1 rok

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.