



Omron M6 COMFORT HEM-7321-E

Cena	239,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	Omron
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Omron M6 Comfort HEM-7321-E NOWOŚĆ 2014
ciśnieniomierz automatyczny

Najnowsza wersja premiera 03/2014

Wyposażony w duży profilowany mankiet dla ramion o obwodzie 22-42 cm

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Technologia IntelliSense™. **Ciśnieniomierz Omron M6 Comfort HEM-7321-E wykrywa także wszelkie nieregularności w pracy serca i automatycznie podejmuje decyzję o tym, czy wynik może zostać zaakceptowany, czy konieczne jest powtórzenie pomiaru.**

Ciśnieniomierz Omron M6 Comfort wyposażono w czujnik prawidłowego założenia mankieta oraz czujnik ruchu, pozwalający wykryć czy pacjent siedzi nieruchomo w czasie pomiaru. W modelu **HEM-7321-E** zastosowano nowy typ mankieta **Intelli Wrap** zaprojektowany po to aby zminimalizować wpływ nieprawidłowego założenia mankieta.

Wyświetlane są tylko wyniki uznane przez urządzenie za dokładne, a w przypadku nieregularnej pracy serca wyświetlany jest informujący o tym symbol.

- **NOWOŚĆ! Intelli Wrap Cuff**- Mankiet nowego typu 22-42 cm - zwiększa dokładność pomiarów
- **NOWOŚĆ!** Obliczanie średniej tygodniowej z porannych i wieczornych pomiarów
- **NOWOŚĆ!** Kolorowy wskaźnik wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
- Pamięć 100 pomiarów - 2 niezależne kanały pamięci
- Nowy, czytelny wyświetlacz LCD!
- Wskaźnik prawidłowo założonego mankieta
- **Dual Check podwójny system kontroli**
- Technologia "Intellisense" - umożliwiająca pomiar przy arytmii
- Wyświetla tylko wiarygodne wyniki
- Zalecany dla osób z nadciśnieniem
- Funkcja uśredniania 3 ostatnich wyników z 10 minut
- Ergooszczędny - komplet baterii alkalicznych wystarcza na ok. 1000 pomiarów
- Testowany klinicznie zgodnie z zasadami międzynarodowego protokołu badań i BHS
- Wyświetlacz: cyfrowy LCD
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Zakres pomiaru: ciśnienie 0 do 299 mmHg, tętno 40 do 180 ud/min

-
- Pamięć: 2 kanały x 100 pomiarów z datą i godziną
 - Dokładność pomiarów: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%
 - Pompowanie: automatyczne z technologią Fuzzy Logic
 - Wypuszczanie powietrza: automatyczne
 - Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy 230V (opcja)
 - Czas pracy na bateriach baterii: ok. 1000 pomiarów na bateriach alkalicznych
 - Waga miernika: ok. 380 g bez baterii
 - Waga mankietu: ok. 163 g
 - Wymiary miernika: ok. 161 x 124 x 90 [mm]
 - Wymiary mankietu: 532 x 145 [mm] (średnica 75 mm) dla ramion o obwodzie 22-42 cm
 - **Omron M6** HEM-7321-E
 - Mankiet **Omron Intelli Wrap Cuff** (dla ramion o obwodzie 22 do 42cm)
 - Etui zamykane na zamek błyskawiczny
 - Komplet baterii alkalicznych
 - Arkusz do notowania ciśnienia
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Karta gwarancyjna
 - Paragon lub na życzenie Faktura VAT
 - **5 lat** w serwisie zewnętrznym, mankiet 1 rok

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.