

Link do produktu: <https://emedic.pl/omron-m6-comfort-hem-7360-e-zasilacz-p-109.html>



Omron M6 Comfort HEM-7360-E + zasilacz

Cena	369,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz **Omron M6 Comfort HEM-7360-E**

+ zasilacz sieciowy Omron HHP-CM01

NOWOŚĆ 2020

Wyposażony w komfortowy-duży mankiet 360 stopni "Intelli Wrap" dla ramion o obwodzie 22-42 cm

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Ciśnieniomierz Omron M6 COMFORT wykrywa także wszelkie nieregularności w pracy serca i automatycznie podejmuje decyzję o tym, czy wynik może zostać zaakceptowany, czy konieczne jest powtórzenie pomiaru.

Wyświetlane są tylko wyniki uznane przez urządzenie za dokładne, a w przypadku nieregularnej pracy serca wyświetlany jest informujący o tym symbol.

- **AFIB - Wykrywa możliwość wystąpienia migotania przedsionków**
- Nowy typ mankietu **Intelli Wrap**, zaprojektowany aby zminimalizować wpływ nieprawidłowego założenia mankietu
- **Technologia "Intellisense"**
- **Funkcja wykrywania nieregularnego tętna występującego przy arytmii**
- **Walidacja kliniczna dla ogólnej populacji, dla diabetyków i kobiet w ciąży**
- Pomiar metodą oscylometryczną
- Duży graficzny wyświetlacz LCD
- **Wskaźnik wysokiego ciśnienia**
- **Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu**
- **Wskaźnik błędu z powodu ruchu podczas pomiaru**
- **Wyświetla tylko wiarygodne wyniki**
- **Zalecany dla osób z nadciśnieniem, dla kobiet w ciąży i diabetyków**
- 2 niezależne tory pamięci (2x100 pomiarów z datą i godziną)
- **Funkcja uśredniania 3 ostatnich wyników** z 10 minut
- Łatwy w użyciu
- Energooszczędny - ok. 1000 pomiarów na nowych bateriach alkalicznych
- Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
- Pamięć: 2 x 100 pomiarów z datą i godziną

-
- Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%
 - Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
 - Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy
 - Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy (opcja)
 - Czas pracy baterii: ok. 1000 pomiarów
 - Waga ciśnieniomierza: około 460g bez baterii
 - Waga mankietu: około 163g
 - Wymiary ciśnieniomierza: około 191 x 120 x 85 [mm]
 - Wymiary mankietu: 532 x 145 [mm] (średnica 75 mm) dla ramion o obwodzie 22-42 cm

- **Ciśnieniomierz Omron M6 Comfort HEM-7360-E**
- **Omron Intelli Wrap** mankiet dla dorosłych (dla ramion o obwodzie 22-42cm)
- **Zasilacz sieciowy Omron HHP-CM01**
- **Etui zamykane na zamek błyskawiczny**
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

5 lat, zasilacz 2 lata, mankiet 1 rok

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.