

Link do produktu: <https://emedic.pl/omron-m7-intelli-it-hem-7322t-e-p-84.html>

OMRON M7 INTELLI IT HEM-7322T-E



Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Omron M7 Intelli IT HEM-7322T-E ciśnieniomierz z aplikacją OMRON Connect dla iPhone i Android

Najnowsza wersja ciśnieniomierza OMRON M7 Intelli IT z komfortowym-dużym mankietem 360 stopni "Intelli Wrap" dla ramion o obwodzie 22-42 cm

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia krwi.

Najnowszy model z dedykowaną aplikacją **Omron Connect** umożliwia połączenie za pomocą Bluetooth 4.0 - dedykowana, darmowa aplikacja dostępna dla iPhone oraz Android

Technologia IntelliSense™. **Ciśnieniomierz Omron M7 Intelli IT wykrywa także wszelkie nieregularności w pracy serca i automatycznie podejmuje decyzję o tym, czy wynik może zostać zaakceptowany, czy konieczne jest powtórzenie pomiaru.**

- Najnowszy model z aplikacją **Omron Connect** połączenie za pomocą Bluetooth 4.0 - darmowa aplikacja dostępna dla iPhone oraz Android
- Nowy typ mankietu **Intelli Wrap** znany z modeli M6 Comfort oraz M3 Comfort, zaprojektowany aby zminimalizować wpływ nieprawidłowego założenia mankietu
- **Technologia "Intellisense"**
- Funkcja wykrywania nieregularnego tętna występującego przy arytmii
- **Testowany klinicznie**
- Pomiar metodą oscylometryczną
- Duży graficzny wyświetlacz LCD
- Kolorowy wskaźnik wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
- **Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu**
- **Wyświetla tylko wiarygodne wyniki**
- **Zalecany dla osób z nadciśnieniem**
- 2 niezależne tory pamięci (2x100 pomiarów z datą i godziną)
- Tryb gościa
- Wskaźnik ruchu
- **Funkcja uśredniania 3 ostatnich wyników** z 10 minut
- **Średnia tygodniowa dla pomiarów porannych i wieczornych** z 8 ostatnich dni

-
- Łatwy w użyciu
 - Energooszczędny - ok. 1000 pomiarów na nowych bateriach alkalicznych
 - Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny
 - Metoda pomiarowa: oscylometryczna
 - Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 [mmHg], tętno 40-180 [uderzeń/min]
 - Pamięć: 2 x 100 pomiarów z datą i godziną
 - Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%
 - Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
 - Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy
 - Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub zasilacz sieciowy (opcja)
 - Czas pracy baterii: ok. 1000 pomiarów
 - Waga ciśnieniomierza: około 390 [g] bez baterii
 - Waga mankietu: ok 163 [g]
 - Wymiary miernika: około 161 x 124 x 90 [mm]
 - Wymiary mankietu: 532 x 145 [mm] (średnica 75 mm) dla ramion o obwodzie 22-42 cm

- **Cięśnieniomierz Omron M7 Intelli IT HEM-7322T-E**
- **Omron Intelli Wrap** mankiet dla dorosłych (dla ramion o obwodzie 22-42cm)
- **Etui zamykane na zamek błyskawiczny**
- Komplet baterii alkalicznych
- Arkusz do notowania ciśnienia
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

5 lat w serwisie zewnętrznym, mankiet 1 rok

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.