


Link do produktu: <https://emedic.pl/omron-spotarm-i-q142-hem-1040-e-p-83.html>



Omron SpotArm i-Q142 HEM-1040-E

Cena	629,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Omron
Producent	Omron
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz Omron i-Q142 SpotArm HEM-1040-E

Profesjonalny ciśnieniomierz stacjonarny

- Profesjonalny ciśnieniomierz stacjonarny
- Technologia intellisense
- Detektor nierównomiernego pulsu
- Mankiet przeznaczony dla ramion o obwodzie od 22 do 42 cm
- Zmienny kąt mankieta ułatwia utrzymanie odpowiedniej pozycji
- Podłokietnik stabilizuje pozycję i utrzymuje ramię pod odpowiednim kątem
- Po wsunięciu ramienia w mankieta automatycznie dostosowuje się on do ramienia
- Przycisk awaryjnego wypuszczenia powietrza z mankieta
- Funkcja pamięci dla 2 osób + tryb gościa
- Funkcja uśredniania wyników porannych i wieczornych
- Bardzo duży wyświetlacz LCD
- Testowany klinicznie
- Zasilanie sieciowe: zasilacz sieciowy (w zestawie)
- Opcjonalnie: możliwość podłączenia drukarki OMRON oraz oprogramowanie do PC (drukarka, kabel i oprogramowanie nie wchodzą w skład zestawu)

- Wyświetlacz: cyfrowy LCD
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
- Pamięć: 2 kanały po 84 pomiary z datą i godziną
- Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%
- Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
- Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy
- Zasilanie: sieciowe 230V/6V (zasilacz sieciowy w zestawie)
- Waga: ok. 2,6 kg
- Wymiary: ok. 294 x 286 x 271 mm
- Wymiary mankieta: 22-42 cm

- Ciśnieniomierz **Omron i-Q142** SpotArm HEM-1040-E
- Zasilacz sieciowy Omron
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Wykaz punktów serwisowych (kilkadziesiąt punktów na terenie kraju)

-
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

Omron

Na świecie oraz w Polsce Omron znany jest z produkcji najwyższej jakości ciśnieniomierzy, termometrów, inhalatorów, wag, elektrostymulatorów.

Od wielu lat ciśnieniomierze Omron M2, Omron M3, Omron M6, Omron M6 Comfort są najpopularniejszymi modelami ciśnieniomierzy. Czujniki ciśnienia do ciśnieniomierzy produkowane są nadal w Japonii.

Omron produkuje serie produktów zdrowotnych przeznaczonych do użytku domowego oraz do użytku profesjonalnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich.