

Link do produktu: <https://emedic.pl/pikflometr-rossmax-pf120a-dla-doroslych-p-95.html>



Pikflometr Rossmax PF120A dla dorosłych

Cena	31,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Rossmax
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Pikflometr dla dorosłych ROSSMAX PF120A

Pikflometr dla dzieci ROSSMAX PF120A służy do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEF)

Regularne pomiary PEF są pomocne w monitorowaniu astmy oraz chorób układu oddechowego

Zakres pomiarowy 60-800 l/min odpowiedni dla dorosłych

- Przeznaczony do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego
 - Pomocny pacjentom chorym na astmę
 - Zakres pomiarowy odpowiedni dla dorosłych
 - Łatwy do odczytania wynik
 - Małe wymiary i niewielka waga
 - Oznaczone 3 sfery pomagają w ocenie stanu pacjenta
 - Możliwość mycia
 - Zgodny z wymaganiami EN ISO 23747:2009 zgodność; CE
-
- Zakres pomiarowy: 60 - 800 l/min
 - Dokładność: +/- 10 l/min lub 10% odczytu
 - Powtarzalność: +/- 5 l/min lub 5% odczytu
 - Najwyższa oporność przepływu: 0,00384 kPa/l/min przy 720 l/min
 - Warunki przechowywania: temp.: 10-35 st. C
 - Wilgotność względna: 30%-75%
 - Zakres częstotliwości: Profil A/B różnica poniżej 15 l/min/15%

- **Pikflometr dla dorosłych ROSSMAX PF120A**
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu

Gwarancja: 12 miesięcy