

Link do produktu: <https://emedic.pl/rossmax-hc700-termometr-bezdotykowy-p-101.html>



Rossmax HC700 termometr bezdotykowy

Cena	147,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod EAN	4715139600026
Producent	Rossmax
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Termometr bezdotykowy Rossmax HC700

Rossmax HC700 to higieniczny, szybki i niezawodny termometr umożliwiający bezdotykowy, bezkontaktowy pomiar temperatury z odległości do 10 cm

- Szybki i higieniczny pomiar temperatury ciała oraz obiektów
- Odległość pomiaru do 10 cm (3,94 cala)
- Pomiar w 1 sekundę
- Termometr skroniowy
- Pomiar temperatury obiektów
- Alarm gorączki
- Pamięć 9 pomiarów

Pomiar temperatury z technologią Telephoto

Nowy termometr firmy Rossmax zapewnia większą odległość (do 10 cm) pomiaru temperatury bez kontaktu ze skórą

- Możliwość zmiany jednostki °C / °F
- Podświetlany wyświetlacz
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik słabej baterii
- Samodiagnoza na wypadek awarii
- Dokładność: w warunkach laboratoryjnych $\pm 0,3$ st C
- Zakres pomiaru (ciało): Ciało: od 34,0-42,2 st.C
- Zakres pomiaru (obiekt): Obiekt: od 0-99.9 st.C
- Temperatura pracy: 16-40 st.C
- Temperatura przechowywania: -20-55 st. C
- Wilgotność względna: do 85%
- Odległość od mierzonego obiektu/ciała: 10 cm (± 1 cm)
- Zasilanie: 2x bateria AAA
- Waga: 141,1 g
- Wymiary: 15,7 x 10,4 x 5,2 cm
- Skala pomiaru: C lub F

- **Termometr Rossmax HC700**

- Smycz na nadgarstek
- Komplet baterii
- Karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu

5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora ROSSMAX