

Link do produktu: <https://emedic.pl/rossmax-nb500-inhalator-tlokowy-do-pracy-ciaglej-p-104.html>



Rossmax NB500 inhalator tłokowy do pracy ciągłej

Cena	189,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Rossmax
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Rossmax NB500 inhalator tłokowy do pracy ciągłej

Inhalator Rossmax NB 500 to inhalator tłokowy przeznaczony do leczenia astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych schorzeń układu oddechowego, podczas których wymagane jest stosowanie leków w postaci aerozolu

- **Inhalator przeznaczony do pracy ciągłej** (max 1800 godzin)
- **Cichsza praca - dodatkowe wytłumienie** kompresora zwiększające komfort z użytkowania
- **Regulowany nebulizator z technologią VA - regulacja tempa nebulizacji oraz rozmiaru cząstek**
- **Nebulizator 2w1: zintegrowany rozpylacz** (uniemożliwia zgubienie rozpylacza)

- **Wysoka jakość aerozolu**
- **MMAD 2.2 µm**
- **Duża ilość cząstek poniżej 5 µm (FPD): 80-85%**

- Kompresor tłokowy
- Tryb pracy: ciągły (do 1800 h)
- Automatyczny wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem
- Prędkość nebulizacji: regulowana: 0,15-0,5 ml/min
- Zakres ciśnienia roboczego: ≥ 15 psi (103 kPa)
- Przepływ roboczy $\Rightarrow 3,5$ l/min
- Pojemność nebulizatora: 5 ml
- Poziom hałasu: ≤ 55 dB
- Zasilanie: sieciowe 230V
- Pobór mocy: 130W
- Wymiary: 222 x 158 x 120 [mm]
- Waga: ok 1,8 kg

Urządzenie spełnia wszystkie wymagania dotyczące urządzeń medycznych europejskiej dyrektywy 93/42/EWG oraz normy europejskiej EN 13544-1:2007+A1:2009 - Sprzęt oddechowy do terapii - Część 1: Układy nebulizujące i ich elementy

- **Inhalator Rossmax NB500**
- **Nebulizator 2w1 z regulacją VA**
- Etui na inhalator

-
- Przewód powietrza
 - Maseczka dla dzieci
 - Maseczka dla dorosłych
 - Ustnik
 - Filtry zapasowe
 - Polska instrukcja obsługi
 - Dowód zakupu

Gwarancja: 3 lata (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora ROSSMAX