

Link do produktu: <https://emedic.pl/stetoskop-3m-littmann-classic-ii-pediatric-p-46.html>



Stetoskop 3M Littmann Classic II Pediatric

Cena	399,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	Littmann
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Stetoskop 3M Littmann Classic II Pediatric

Profesjonalny stetoskop pediatryczny

- Płynąca membrana
- Ciepła obwódka głowicy
- Bogata kolorystyka
- 3 lata gwarancji
- Made in U.S.A.
- Płynąca membrana i dwustronna głowica stetoskopu
- **Stetoskop 3M™ Littmann® Classic II Pediatric** wyposażony jest w wyjątkową płynącą membranę, która dostosowuje się do osłuchu wysokich lub niskich częstotliwości w zależności od siły nacisku na nią. Głowica stetoskopu jest dwustronna. Do osłuchiwania wybiera się lejek lub membranę, trzymając głowicę jedną ręką i obracając drugą. Krawędź głowicy wyposażona jest w ciepłe obwódki które sprawiają że badanie jest komfortowe również dla małego pacjenta
- **Komfortowe użytkowanie i świetna akustyka**
Stetoskop 3M™ Littmann® Classic II Pediatric odznacza się wysokiej jakości akustyką, czułością i trwałością. Stetoskop wyposażony jest w wysokiej klasy samouszczelniające się oliwki. Ponadto komfort użytkowania podnosi specjalna sprężyna
- **Wersje kolorystyczne:**
 - Waga: 110g
 - Długość: 71cm
 - Średnica membrany: 34mm
 - Średnica lejka: 22mm
 - Głębokość lejka: 8mm
 - Miękkie, samouszczelniające się oliwki
- **Stetoskop 3M™ Littmann® Classic II Pediatric**
 - zapakowany w oryginalne bezpieczne pudełko
 - Instrukcja obsługi po polsku
 - Karta gwarancyjna
 - Dowód zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie fvat)

Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym

Produkt posiada dodatkowe opcje:

pediatric: czerwony 2113R , malinowy 2122 , błękit karaibski 2119 , rainbow 2153 , czarny 2113