

Link do produktu: <https://emedic.pl/stetoskop-3m-littmann-master-classic-ii-p-48.html>



Stetoskop 3M Littmann Master Classic II

Cena	449,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	3M Health Care
Producent	Littmann
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Stetoskop 3M Littmann Master Classic II

- Wyjątkowa jednostronna głowica
- Dwutonowa membrana
- "Ciepła" obwódka głowicy
- 3 lata gwarancji
- Made in U.S.A.
- Stetoskop 3M™ Littmann Master Classic II** jest wyjątkowym stetoskopem wyposażonym w unikalną głowicę Master, która pozwala na łatwy wybór w osłuchiowaniu niskich lub wysokich tonów bez konieczności odejmowania jej od ciała pacjenta i przełączania mechanizmu głowicy jak w głowicach tradycyjnych. Głowica wyposażona jest w specjalną dwutonową membranę. Ponadto posiada lirę zakończoną miękkimi samo uszczelniającymi się oliwkami.
- Stetoskop 3M™ Littmann Master Classic II** otrzymał nagrodę Industrial Design Excellence Award (IDEA 96) za jakość dźwięku i wygodę użytkownika oraz opływowy kształt.
- Wersje kolorystyczne:**
 - Waga: 160g
 - Długość: 68cm
 - Średnica membrany: 37mm
 - Jednokanałowy przewód
 - Miękkie, samouszczelniające oliwki
- Stetoskop 3M™ Littmann® Master Classic II**
- zapakowany w oryginalne bezpieczne pudełko
- Instrukcja obsługi po polsku
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie fvat)

Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor master II: Black Edition 2141 , błękit karaibski 2630 , burgund 2146 , ciemnozielony 2632 , fioletowy 2143 , granat 2147 , jasnobłękitny 2633 , zieleń sosnowa 2634 , czarny 2144L