



## Stetoskop Littmann Classic III

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena            | <b>409,99 zł</b>                                                                    |
| Cena poprzednia | <b>429,99 zł</b>                                                                    |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>                                                                     |
| Czas wysyłki    | <b>1 dzień</b>                                                                      |
| Kod producenta  | <b>3M Health Care</b>                                                               |
| Producent       | <b>Littmann</b>                                                                     |
| CE              | <b>To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą</b> |

### Opis produktu

#### Stetoskop 3M Littmann Classic III

3M™ Littmann® Classic III™ to najnowsza generacja klasycznego stetoskopu z dwustronną i dwufunkcyjną głowicą, umożliwiającą komfortowe wykonanie badania diagnostycznego.

#### **Stetoskop Littmann Classic III umożliwia zamianę lejka na pediatryczną dwutonową membranę (dwutonowa membrana pediatryczna znajduje się w zestawie).**

Zwiększona odporność drenu na tłuszcze skórne oraz działanie roztworów alkoholu, gwarantuje dłuższą żywotność stetoskopu. Dren jest również odporny na zaplamienia

- Przewód nowej generacji nie zawierający ftalanów
- Głowica wykonana ze stali nierdzewnej
- Doskonała akustyka i wygoda użytkowania dzięki opatentowanym przez firmę 3M miękkim, samouszczelniającym się oliwkom
- Wygodny anatomiczny kształt i możliwość dopasowania liry
- Stetoskop 3M™ Littmann® Classic III zapewnia wysoką czułość akustyczną

#### **• UNIWERSALNA DWUTONOWA MEMBRANA**

- **Stetoskop 3M™ Littmann Classic III®** wyposażony jest w dwutonową membranę, która umożliwia osłuchiwanie zarówno wysokich, jak i niskich dźwięków, bez konieczności odwracania głowicy. W celu wysłuchiwania zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości, wystarczy zmiana nacisku na membranę.

Dwustronna dwufunkcyjna głowica stetoskopu umożliwia zamianę lejka w dodatkową dwutonową mniejszą pediatryczną membranę. Membrana pediatryczna (kiedy lejek jest przykryty) jest szczególnie pomocna przy badaniu dzieci, pacjentów bardzo szczupłych, zabandażowanych, do osłuchiwania naczyń szyjnych oraz dla lekarzy weterynarii.

#### **• WYSOKA JAKOŚĆ I WYGODNA KONSTRUKCJA**

- **Stetoskop** (słuchawki lekarskie) 3M™ **Littmann Classic II S.E.®** cechuje wysoka jakość akustyki, czułość, trwałość i komfort użytkowania. Posiada on tradycyjną dwustronną głowicę - aby zmienić funkcję z lejka na membranę, wystarczy trzymać jedną ręką i obrócić drugą do kliknięcia. Głowica wyposażona jest w ciepłe obwódki. Lira zakończona jest wygodnymi samouszczelniającymi się oliwkami. Specjalna sprężyna ułatwia użytkowanie stetoskopu.

Kolorystyka:

---

•

- Waga: 150g
- Długość całkowita: 69cm
- Średnica membrany dużej: 43mm
- Średnica membrany małej (pediatrycznej): 33mm
- Jednokanałowy przewód
- Miękkie, samouszczelniające się oliwki
- **Stetoskop 3M Littmann Classic III** ® zapakowany w oryginalne bezpieczne pudełko
- Zapasowe miękkie oliwki (oszczędność ok. 40 zł)
- Ciepła obwódka lejka
- Instrukcja obsługi po polsku
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie fvat)

**Gwarancja: 5 lat** w serwisie zewnętrznym

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**kolory III:** CZARNY 5620 , BŁEKIT KARAIBSKI 5623 , BURGUND 5627 , GRANAT 5622 , LAWENDA 5832 , LIMONKA 5839 , SZARY 5621 , BŁĘKIT NIEBA 5630 , MALINOWY 5648 , ŚLIWKA 5831 , TURKUSOWY 5835 , Black Edition , Copper Edition