

Link do produktu: <https://emedic.pl/termometr-bezrtęciowy-pic-solution-vedo-eco-plus-p-98.html>



Termometr bezrtęciowy PiC Solution Vedo Eco Plus

Cena	29,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	PiC Solution
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Termometr szklany bezrtęciowy **PiC Solution Vedo Eco Plus** z elastyczną sondą pomiarową

Lekarski termometr elektroniczny z elastyczną sondą pomiarową do pomiaru temperatury ciała pod pachą, metodą oralną i rektalną

- Rtęć została zastąpiona nietoksycznym stopem galu, indu i cyny
- Metody pomiaru: pod pachą, oralnie lub rektalnie
- Czas pomiaru: ok. 4 minuty
- Plastikowe uchwyty ułatwiający obniżenie słupka cieczy
- Etui z lupą
- Zakres pomiaru: 35,5 - 42 [st.C]
- Dokładność: - 0,15 / + 0,1 [st.C]
- Czytelna podziałka
- Najwyższa jakość wykonania