

Link do produktu: <https://emedic.pl/termometr-microlife-ifr-100-p-62.html>



Termometr Microlife IFR 100

Cena	99,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Niedostępny
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Microlife IFR100

Szybki i bezpieczny termometr wielofunkcyjny!

- **Pomiar temperatury w uchu w 1 sekundę**
- **Pomiar temperatury na skronii w kilka sekund**
- Pomiar temperatury otoczenia, np. powietrza, wody do kąpieli, mleka w butelce
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Pamięć 12 wyników pomiarów
- Duży 2-kolorowy wyświetlacz LCD
- Alarm gorączki
- Łatwy w obsłudze
- Automatyczne wyłączenie
- Zgodność z normami ASTM E-1965
- **Testowany klinicznie w Austrii**
- **2 lata gwarancji**
- **Etui w zestawie**
- Zakres pomiaru: tryb douszny 0-100 st.C; tryb skroniowy 34,0 -42,2
- Dokładność pomiaru w warunkach laboratoryjnych: +/- 0,2 st.C w zakresie 32,0-42,2 st. C
- Waga: 55 g z baterią
- Wymiary: ok. 107 x 50 x 34 [mm]
- Wyświetlacz: kolorowy LCD
- Metoda pomiaru: czujnik podczerwieni
- Jednostka pomiaru: C lub F
- Rozdzielczość pomiaru: 0,1 st. C
- Zasilanie: 1 bateria litowa CR2032 (ok. 1000 pomiarów)
- **Termometr Microlife IFR 100**
- Etui
- Bateria (zainstalowana)
- Polska instrukcja obsługi

Gwarancja: 2 lata (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE