

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 16:40

Link do produktu: <https://emedic.pl/termometr-microlife-nc-150-p-57.html>



Termometr Microlife NC 150

Cena	141,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod producenta	Microlife
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Termometr bezdotykowy Microlife NC 150

Termometr NC 150 wykorzystuje najnowszą technologię, umożliwiając bezdotkowy pomiar temperatury

Najwyższa jakość oraz precyzja pomiarów została potwierdzona przez szwajcarską firmę Microlife 5 letnią gwarancją Door-to-Door

- Najnowszy produkt szwajcarskiego producenta **Microlife NC150**
- Całkowicie **bezkontaktowy pomiar temperatury ciała**
- Pomiar temperatury ciała w kilka sekund
- **Microlife NC 150 jest polecany przez lekarzy**
- Pomiar temperatury otoczenia, np. powietrza, wody do kąpieli, mleka w butelce
- **Sygnalizacja dźwiękowa z możliwością wyłączenia**
- **Podświetlenie ułatwiające pomiar temperatury w nocy**
- Pamięć 30 wyników pomiarów z datą i godziną
- Duży 2-kolorowy podświetlany wyświetlacz LCD
- Alarm gorączki
- **Termometr Microlife NC150** jest łatwy w obsłudze
- **Testowany klinicznie**
- Automatyczne wyłączanie
- Zakres pomiaru temperatury: 0-100 st.C
- Dokładność pomiaru w warunkach laboratoryjnych: +/- 0,2 st.C w zakresie 36,0-39,0 st. C
- Waga: ok. 90 g z bateriami
- Wymiary: ok. 141,1 x 43,3 x 36,9 [mm]
- Wyświetlacz: kolorowy LCD
- Jednostka pomiaru: C lub F
- Rozdzielczość pomiaru: 0,1 st. C
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
- **Termometr Microlife NC 150**
- Plastikowe etui
- Baterie
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

5 lat (door-to-door) w serwisie zewnętrznym dystrybutora, w przypadku wystąpienia awarii transport do serwisu odbywa się na koszt dystrybutora MICROLIFE