

Dane aktualne na dzień: 23-04-2024 20:39

Link do produktu: <https://emedic.pl/termometr-pic-solution-vedo-family-p-96.html>



Termometr PiC Solution Vedo Family

Cena	13,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Producent	PiC Solution
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Termometr elektroniczny **PiC Solution** Vedo Family

Lekarski termometr elektroniczny do pomiaru temperatury ciała pod pachą, metodą oralną i rektalną

- Małe rozmiary i nowoczesne wzornictwo
- Bezpieczny - bez rtęci i szkła
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD
- Wysokość cyfry ok. 0,6 mm
- Czas trwania pomiaru: 1-3 min
- Sztywna końcówka pomiarowa
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Wymienna bateria LR41 (wystarcza na min. 1000 pomiarów)
- Sygnalizacja wyczerpanej baterii
- Bezpieczne, przejrzyste etui
- Najwyższa jakość wykonania
- Zakres pomiaru: 32-42,9
- Dokładność pomiaru: +/- 0,1 st. C w zakresie 35,5-42,0 st. C
- **Dożywotnia gwarancja PiC Solution!**