

Link do produktu: <https://emedic.pl/termometr-thermoflash-lx-26-evolution-p-17.html>



Termometr ThermoFlash LX-26 Evolution

Cena	179,00 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	Niedostępny
Numer katalogowy	LX26EVO
Kod producenta	LX26EVO
Producent	Visiomed
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Thermoflash LX-26 Evolution

Termometr bezdotykowy z technologią HEIMMANN i nową technologią autokalibracji MicroSecond Flash

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26 Evolution używa najnowszej technologii podczerwieni. Pozwala to na mierzenie temperatury tętnicy skroniowej z odległości nawet 8 cm (najdokładniejszy pomiar przy odległości 5 cm).

Dokładny, szybki i bezdotykowy termometr **ThermoFlash LX-26 Evolution umożliwia wygodny i bezpieczny pomiar temperatury.**

Termometr **ThermoFlash LX-26** został zaprojektowany tak, aby uzyskać natychmiastowe wyniki bez dotykania tętnicy skroniowej.

Ponieważ tętnica skroniowa znajduje się blisko powierzchni skóry a przepływ krwi jest stały i regularny, **pomiar umożliwia otrzymanie bardzo dokładnych wyników.** Dokładność, szybkość i wygoda niniejszej metody pomiaru sprawia, że jest ona lepsza od pozostałych metod.

- **Dodatkowy tryb ROOM** - mierzenie temperatury pomieszczenia
- Przyciski zewnętrzne szybkiej zmiany ustawień - bez potrzeby wchodzenia w tryb menu
- Duża odległość pomiaru z wysoką dokładnością (nawet do 8 cm)
- Szybkie i niezawodne wyniki dzięki użyciu systemu na podczerwień HEIMMANN
- Specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała człowieka, niezależnie od temperatury pokojowej
- Szybki pomiar w mniej niż 1 sek.
- Bardzo łatwy w użyciu
- Trwałość użycia minimum 40 000 pomiarów!
- Zmniejsza ryzyko zakażenia wirusami
- Dokonuje pomiaru za pomocą jednego przycisku
- Urządzenie jest opatrzone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym
- Wiarygodne wyniki
- Zasilanie bateryjne
- Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury
- Pamięć ostatnich 32 pomiarów
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Pomiar w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
- Automatyczne wyłączanie (oszczędzanie baterii)
- Mały, poręczny, prosty w użyciu
- Pomiar temperatury pokarmu w butelce, temperatury wody do kąpieli lub temperatury pokojowej

-
- Zakres temperatury pracy: 10 st.C - 40 st.C (50 - 140 F)
 - Wilgotność maksymalna pracy: ok. 85%
 - Zasilanie: 2 baterie AA (paluszki)
 - Wymiary: 175 x 150 x 50 mm
 - Waga: 220 g
 - Rozdzielczość wyświetlacza: 0.1 st.C (0.1 F)
 - Zasięg pomiaru: - trybu BODY (CIAŁO): 32 st.C - 42.9 st.C (90 to 109 F);
- trybu SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI): 0 st.C - 60 st.C (32 F to 140 F)
 - Dokładność: +/-0.3 st.C (0.54 F)
 - Zużycie energii: 50mW
 - Odległość dla pomiarów: 5 cm - 8 cm (2 in - 3.14 in)
 - Automatyczne wyłączenie: 5 sekund
 - Trwałość użycia: min. 40 000 pomiarów

 - Termometr **ThermoFlash LX-26 Evolution**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Gwarancja,
 - Komplet baterii AA

2 lata w serwisie zewnętrznym dystrybutora

Bezpieczeństwo

Informacje o producencie i osobie odpowiedzialnej: Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024r.