

Link do produktu: <https://emedic.pl/urzadzenie-do-treningu-wdechu-philips-threshold-imt-p-115.html>



Urządzenie do treningu wdechu Philips Threshold IMT

Cena	119,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Kod EAN	0383730001029
Producent	Philips Respironics
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Urządzenie do treningu wdechu Philips Respironics Threshold IMT

Inspiratory Muscle Trainer - **Threshold IMT Philips Respironics to urządzenie do treningu wdechu, zapewnia wybrane obciążenie niezależnie od szybkości oddychania**

- Jednokierunkowy zawór blokuje przepływ powietrza do momentu, aż zostanie wytworzone odpowiednie ciśnienie
- Możliwość regulacji wartości ciśnienia (w cm H₂O) zapewnia, że wdech będzie przeprowadzony zgodnie z przepisany natężeniem
- Obciążenie ciśnienia powinno zostać ustalone wcześniej przez lekarza lub pielęgniarkę
- Urządzenie zapewnia nam stałe, określone ciśnienie, umożliwiając ćwiczenie siły i wytrzymałości mięśni oddechowych
- Systematyczny trening z Threshold IMT przekłada się na lepszy stan zdrowia pacjenta
- W zestawie znajdziemy zatyczkę na nos, której zadaniem jest kontrolowanie uciekającego przez nos powietrza

Kto powinien używać Threshold IMT?

Pacjenci z dużą ilością wydzieliny w płucach i trudnościami z ich oczyszczaniem

Zalecany przy: astmie, mukowiscydozie, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, POChP (przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc)

Prosty w obsłudze: urządzenie posiada możliwość indywidualnego dostosowania oporu wdechowego i jest łatwe w obsłudze niezależnie od wieku pacjenta

Jak użyć Philips Threshold IMT:

Zalety:

- Jednokierunkowy zawór niezależny od przepływu zapewnia stały opór
- Wzmacnia siłę i wytrzymałość mięśni oddechowych
- Regulacja ustawienia oporu / ciśnienia
- Łatwy w czyszczeniu
- Wygodny w użyciu
- Czytelna skala na urządzeniu
- Dokładność: +/- 2 cm H₂O
- Długość: ok. 11,5 cm
- Średnica: ok. 4 cm

-
- Zakres pomiarowy: 9–41 cm H₂O
 - **Trenażer wdechu Philips Respironics Threshold IMT**
 - Ustnik
 - Zatyčka na nos
 - Instrukcja obsługi
 - Dowód zakupu: paragon lub faktura VAT